

# TABLERO DE FONDO LSP XTRA

## Intruduciéndolo el Tablero de Fondo Rigido, Trasluciente de Rayo-X


El tablero de fondo **XTRA** es uno de los progresos más significativos para transporte de pacientes. Por varios años, muchos de los tablero de fondo han sido diseñados en base a translucidez de radiografía (Rayo-X) en vez de rigidez y a expensas de la seguridad del paciente.

**XTRA** esta diseñado para proveer lo ultimo en translucidez de radiografía con la rigidez necesaria para proteger al paciente contra lesiones adicionales.

Con unas características de 71" L x 15.75" W x 1.85" D y un peso de 15 libras, el **XTRA** se puede almacenar en cualquier lugar disponible y accesible para cualquier emergencia.

Su superficie lisa permite una limpieza fácil y desinfección eficaz, mientras que el material del **XTRA** previene la intrusión de líquidos. El **XTRA** tiene la capacidad de flotar con carga y ha sido probado con cargas en exceso de 1,000 libras sin romperse.


Disponible con gráficos de encargo, en tres colores, sin cargas de disposición y sin orden mínima, sus tableros de fondo **XTRA** se pueden modificar para requisitos particulares con su insignia y/o departamento o división.



**Todo el mundo necesita un Tablero de Fondo XTRA**

## Comparación del XTRA a la Rigidez y Translucidez de los Tableros De Fondo de los competidores

Mientras que muchos de los fabricantes de tableros de fondo claman excelencia en translucidez de radiografía (que los colocaría en lo alto del diagrama) o rigidez (que los colocaría a la derecha del diagrama), sólo **XTRA** tiene la combinación perfecta de translucidez de radiografía y rigidez.



\*Basado sobre la desviación horizontal del centro del tablero de fondo con 400 lbs. Distribuyendo la carga, tablero de fondo apoyado en cada extremo

### ESPECIFICACIONES

**Longitud:** 71"  
**Anchura:** 15.75"  
**Profundidad:** 1.85"  
**Peso:** 15.25 lbs  
**Capacidad:** 500 lbs  
**Material:** Polimero de alta densidad

### INFORMACION PARA ORDENAR

**L812000** Amarillo de alta visibilidad, no pernos.  
**L815000** Rojo, no pernos  
**L816000** Azul, no pernos  
**L818000** Anaranjado, no pernos  
**L812014** Amarillo de alta visibilidad, 14 pernos  
**L815014** Rojo, 14 pernos  
**L816014** Azul, 14 pernos  
**L818014** Anaranjado, 14 pernos

Pueden ser imprimidos con insignias de encargo hasta tres colores, sin cargas de disposición y sin ninguna mínima orden. Entre en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente para más información.

Allied Healthcare Products, Inc. ¥ 1720 Sublette Avenue ¥ St. Louis, Missouri 63110  
 314/771-2400 ¥ 800/444-3954 ¥ Fax: 314/771-0650 ¥ www.alliedhpi.com  
 Oficinas internacionales en Europa, Asia, y Latino America

GLOBAL SUPPORT OF LIFE  
**ISO 9001  
 CERTIFIED**

U.S.  
 Toll Free: 800/225-4577  
 Fax: 800/477-7701

Canada & Mexico  
 Toll Free: 800/446-0552  
 Fax: 800/246-6201

International  
 Telephone: 314/268-1683  
 Fax: 314/771-5183