



## Características

- Una protección para la RCP tan pequeña como un llavero.
- Fácil de utilizar, pequeño y económico.
- Tiene una válvula de paso único, que impide el contacto directo con la boca del paciente.
- Transparente para fácil visualización.
- Compatible con técnicas de reanimación estándar.
- Contiene cinta elástica para las orejas para mejor sujeción.

## Ambu® Lifekey

### UN PROTECTOR PARA RCP TAN PEQUEÑA COMO UN LLAVERO

El Ambu Lifekey está comprobado que es fácil de utilizar, y económico, con una válvula de paso único, que impide el contacto directo con la boca del paciente, nariz y cara y que ayuda a superar las dudas para iniciar la reanimación.

El Lifekey protege al reanimador y aumenta la duración de la RCP en situaciones de emergencia. La pantalla de la cara y la válvula de paso único semi-transparente permiten al reanimador comprobar visualmente el color de los labios del paciente y el vómito, e impide el contacto con la saliva o sangre del paciente. Pueden utilizarse técnicas de reanimación estándar sin modificación alguna.

Su pequeño tamaño la hace manejable y siempre disponible ya que puede llevarse como llavero, en el bolsillo o en un kit de primeros auxilios. Es adecuada tanto para adultos como para niños. Una cinta elástica se ajusta sobre las orejas del paciente para mantener la mascarilla en su lugar.

Doblado mide aprox. 30 x 20 x 10 mm. Se encuentra disponible en estuche blando.



## Especificaciones del pedido

**Ambu Lifekey** en estuche blando

X=2(negro) X=3(azul) X=4(rojo) X=5(amarillo) X=6(verde) X=8(naranja)

## Ref.

248 206 10X



### Subsidiaria

**FIRMA AMBU S.L.**

Alcalá 261-265, Edf. 1 - 3º Izq.

28027 Madrid

T: 91 411 68 30

F: 91 564 50 82

[www.ambu.es](http://www.ambu.es)

### Fabricante

**Ambu A/S**

DK-2750 Ballerup

Denmark

[www.ambu.com](http://www.ambu.com)

**CUIDADOS  
RESPIRATORIOS**