

Ambu® MultiMan

Cuatro maniqués de training en un sistema.

Los cuatro maniqués proporcionan una situación de training dinámica. Ambu MultiMan es la solución ideal para tener más maniqués en la clase. Se ha comprobado que el training práctico facilita un mayor rendimiento y que se retengan más conocimientos.

El Ambu MultiMan es fácil de transportar y de guardar debido a un concepto compacto y ligero. Puede separarse en dos partes por el torso.



DATOS TÉCNICOS

Dimensiones: 50x50 cm

Peso: 8 Kg (total).

Sistema higiénico: Si

Indicación de compresión: Si (cinta movable)

Indicador de ventilación: No, pero el pecho se levanta

Ajuste de la rigidez torácica: No

ESPECIFICACIONES PARA EL PEDIDO

Ambu MultiMan, equipo de 4 maniqués para Soporte Vital Básico, con 100 bolsas de cabeza y 4 piezas faciales. Suministrados en una bolsa blanda.

REF:

268 001 000



ACCESORIOS

	REF:
Equipo de 2 tablas de base ADC RCP	268 000 701
Equipo de 5 piezas faciales	234 000 703
Equipo de 100 bolsas de cabeza	234 000 702
Maleta blanda para Uniman	268 000 703

PIEZAS DE REPUESTO

	REF:
Equipo de casquillos de 3 piezas	268 000 518
Chavetas inmovilizadoras de 4 piezas y 2 tornillos	268 000 513
Muelle	268 000 520
Cubierta del pecho	268 000 507
Cuello	268 000 522
Cojinete axial de collarín	268 000 523
Cráneo, completo	268 000 502
Válvula de la cabeza, completa	268 000 503
Dispositivo de cierre de bola	268 000 517
Bolsa de pulmón, completa	268 000 501
Cruz	268 000 505
Red elástica con casquillo	234 000 501
Pinza de cabeza roja, equipo de 20 piezas	268 000 504
Tira	268 000 515
Indicador de la compresión del pecho con muelle	268 000 512
Bolsa de transporte para MultiMan	268 000 519
Consola central	268 000 508
Tira para bolsa	268 000 511

Subsidiaria

Firma Ambu S.L

Alcalá 261-265, Edf. 1 - 3º Izq.
28027 Madrid
T: (+34) 91 411 68 30
F: (+34) 91 564 50 82
www.ambu.es

Fabricante

Ambu A/S

DK-2750 Ballerup
www.ambu.com

TRAINING

