



Características

- **No contiene látex.**
- Protección profesional.
- Una protección en la reanimación boca a boca a cualquier paciente.
- Se puede utilizar con un resucitador.
- Contiene una válvula de paso único con un filtro bacteriano de un solo uso.
- Transparente para fácil visualización.
- Entrada de oxígeno opcional para más oxígeno.
- Cinta elástica opcional para mejor sujeción.

Ambu[®] ResCue Mask

La mascarilla de rescate de Ambu se ha diseñado para suministrar una protección en la reanimación boca a boca a cualquier paciente (cualquier edad) y también puede utilizarse con un resucitador.

La Ambu Rescue Mask tiene una válvula de paso único con un filtro bacteriano que ayuda a proteger a las personas en situación de emergencia. Impide el contacto directo con la boca del paciente, la nariz y la cara y ayuda a superar las dudas para iniciar la reanimación. La válvula es de un solo uso, mientras la Mascarilla es reutilizable ya que no se contagia al cambiar el filtro.

El capuchón transparente permite visualizar el estado respiratorio del paciente. La entrada de oxígeno (opcional) facilita un suministro mayor de oxígeno al paciente. La mascarilla dispone de una cinta elástica que se coloca alrededor de la cabeza del paciente para mantenerla en su sitio.

Mide 13,5x11x4,5 cm. Disponible en kit duro.



Especificaciones del pedido

Ambu ResCue Mask –Kit rojo duro **con** entrada de O₂ (20 piezas)

Ambu ResCue Mask –Kit rojo duro **sin** entrada de O₂ (20 piezas)

Válvula de paso único con filtro bacteriano desechable (50 piezas)

Ref.

000 252 225

000 252 226

000 252 253



Subsidiaria

FIRMA AMBU S.L.

Alcalá 261-265, Edf. 1 - 3º Izq.

28027 Madrid

T: 91 411 68 30

F: 91 564 50 82

www.ambu.es

Fabricante

Ambu A/S

DK-2750 Ballerup

Denmark

www.ambu.com

**CUIDADOS
RESPIRATORIOS**