

Vías Aéreas



Cánulas Nasofaríngeas "Azules" Estilo Robertazzi Originales

ROBERTAZZI "AZUL"

CARACTERÍSTICAS

- Nueve tamaños disponibles: 20FR a 36FR
- Estériles
- De la mejor calidad
- Con superficie lisa para una fácil inserción
- Con el tamaño preciso
- Suaves - reducen la incomodidad en el conducto nasal
- Flexibles
- Resistentes a golpes o retorcimientos
- Elásticas
- Procesadas para reducir la proteína del látex.



CAT#	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	CAJA
1-5076-20	20FR	"Azul" - Estéril	10
1-5076-22	22FR	"Azul" - Estéril	10
1-5076-24	24FR	"Azul" - Estéril	10
1-5076-26	26FR	"Azul" - Estéril	10
1-5076-28	28FR	"Azul" - Estéril	10
1-5076-30	30FR	"Azul" - Estéril	10
1-5076-32	32FR	"Azul" - Estéril	10
1-5076-34	34FR	"Azul" - Estéril	10
1-5076-36	36FR	"Azul" - Estéril	10

JUEGOS NASOFARÍNGEOS ESTÉRILES ROBERTAZZI "AZULES"		
1-5076-04	Tamaños 20, 24, 28, 32FR con lubricante estéril.	caja 4
1-5076-06	Tamaños 22, 24, 26, 28, 30, 32FR con lubricante estéril	caja 6
1-5076-09	Tamaños 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 FR con lubricante estéril	caja 9