

Laringoscopios



Juego de Laringoscopio de Fibra Óptica de Acero Inoxidable, Estéril y Desechable

HOJA GREENLINE®/D™

El juego de laringoscopio desechable GreenLine®/D™ de Sun•Med Healthcare, evita problemas de contaminación y elimina el costo y el tiempo utilizado para mantener limpias y disponibles las hojas del mismo.

- Las hojas están hechas de acero inoxidable macizo grado quirúrgico
- Los equipos se suministran con un mango cromado (disponible también en acero inoxidable)
- Responden a la necesidad de los profesionales de contar con un instrumento desechable que no sea de plástico
- La solución perfecta a los problemas de limpieza que se presentan en el campo de los servicios médicos de urgencia
- El vástago de acrílico pulido produce una iluminación excepcional
- Es conveniente por su facilidad de uso
- El más económico – Estéril
- Con bolsa de vinilo
- Juego completo que incluye las hojas para laringoscopio más conocidas

NOTA ESPECIAL: El Sistema de Fibra Óptica GreenLine®/D™ de Sun•Med es COMPATIBLE con los productos de las siguientes compañías de los Sistemas "GREEN": AMS, Anesthesia Associates, Heine, Propper, Rusch, y Welch Allyn.

PATENTE PENDIENTE

JUEGO DE LARINGOSCOPIO GREENLINE® /D™ DE FIBRA ÓPTICA DESECHABLE

5-5333-57

El juego incluye: mango tamaño mediano, hojas MacIntosh (tamaños: 2, 3 y 4) y hojas Miller (tamaños: 0, 1, 2, 3 y 4)

