



OFERTA!!! Limitada.

Hasta Agotar Existencias

Abril 2017

Estimado Distribuidor,

Por medio del presente le envío un cordial saludo y tengo el gusto de informarle de nuestra siguiente promoción.

EQUIPO MEDICO, ENTRENAMIENTO Y TRANSPORTE

Calle Memetla No. 7, Col. Pueblo Nuevo Alto,
Deleg. La Magdalena Contreras, CP. 10640, México, CDMX.

Tel/Fax (01 55) 1718 3474

Nextel 46141136 **ID.** 72*13*30666


Cel. (044) 5554569729

E-mail: jr_equimed@prodigy.net.mx

juan@jr-equipomedico.com.mx

jrp1309@yahoo.com.mx

www.jr-equipomedico.com.mx/



VENTILADOR DE TRANSPORTE AUTOMÁTICO (AUTOVENT 3000)

VENTILADOR AUTOVENT 3000 LIFE SUPPORT ES COMPACTO Y DE FÁCIL TRANSPORTE. EL AUTOVENT 3000, UTILIZA LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN SISTEMAS NEUMÁTICOS PARA ASEGURAR UN CONFIABLE Y EXACTO CICLO DE TIEMPO Y UNA VENTILACIÓN CONTINUA. PEQUEÑO, COMPACTO Y LISTO PARA SER TRANSPORTADO CADA SISTEMA SE ENSAMBLA RÁPIDO Y FÁCILMENTE. EL EQUIPO ES RESISTENTE A GOLPES, CUENTA CON CONTROLES DE VOLUMEN Y CICLO INDEPENDIENTE, VÁLVULA DEL PACIENTE FÁCIL DE MONITOREAR, VÁLVULA OPCIONAL PARA ATMÓSFERAS TÓXICAS, OPERA CON UNA FUENTE DE 50 PSI. PUEDE OPERAR EN TEMPERATURAS EXTREMAS DE 0 A 125°F. NO REQUIERE BATERÍAS NI INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUNCIONA ÚNICAMENTE CON OXIGENO.

ESPECIFICACIONES:

FRECUENCIA (AUTOVENTILACIÓN) DE 8 A 20 BPM, VOLUMEN DE MAREA 400 A 1200 ML., PROPORCIÓN CIRCULAR 16 A 48 LPM, CIRCULAR EL REQUERIMIENTO DE DEMANDA DE 0 A 48 LPM A 50 PSIG., PASO DE FLUIDO CIRCULAR 48 LPM EN UNA PRESIÓN DE GOTA MENOR QUE 2.5 CM. DE H₂O, SALIDA 22 MM. AFUERA DEL DIÁMETRO POR 15 MM, ENCIMA DEL DIÁMETRO (MASCARAS STANDARDS MEDICAS, TUBOS ET Y TUBOS DE TRAQUEOTOMIA, PRESIÓN 60+/- CM H₂O, PESO 680 GRAMOS.

EQUIPO MEDICO, ENTRENAMIENTO Y TRANSPORTE

Calle Memetla No. 7, Col. Pueblo Nuevo Alto,
Deleg. La Magdalena Contreras, CP. 10640, México, CDMX.

Tel/Fax (01 55) 1718 3474

Nextel 46141136 **ID.** 72*13*30666


Cel. (044) 5554569729

E-mail: jr_equimed@prodigy.net.mx

juan@jr-equipomedico.com.mx

jrp1309@yahoo.com.mx

www.jr-equipomedico.com.mx/



INCLUYE:

CONTROL MODULE, PATIENT VALVE, SUPPLY TUBING, 6' O2 HOSE, AND NON-REBREATHING VALVE WITH HOSE. INSPIRATORY TIME: 2.0 SECONDS.

PARA USO ADULTO Y PEDIATRICO.

PAÍS DE ORIGEN: U.S.A. / ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

CODIGO: L461

MARCA: LIFE SUPPORT PRODUCT



Precio

\$54,999.00

Más IVA.

Si requiere Factura.

Condiciones:

Precio: Más IVA. Si requiere Factura.?

Moneda: Pesos M.N.

Pago: 100% anticipo.

Forma de pago: Depósito o Transferencia Bancaria

Entrega: **INMEDIATA. Solo 2 piezas en STOCK.**

después de recibir su orden de compra y pago correspondiente.

Vigencia de cotización: Hasta Agotar Existencia.

Flete: Va por cuenta y riesgo del cliente, se envía por FedEx. Flete por cobrar.

Sin más por el momento y para cualquier aclaración quedo a tus órdenes.

Atentamente,

Juan Rodríguez Pacheco

Director General

EQUIPO MEDICO, ENTRENAMIENTO Y TRANSPORTE

Calle Memetla No. 7, Col. Pueblo Nuevo Alto,
Deleg. La Magdalena Contreras, CP. 10640, México, CDMX.

Tel/Fax (01 55) 1718 3474

Nextel 46141136 **ID.** 72*13*30666

Cel. (044) 5554569729

E-mail: jr_equimed@prodigy.net.mx

juan@jr-equipomedico.com.mx

jrp1309@yahoo.com.mx

www.jr-equipomedico.com.mx/